

Anleitung für Corona.chayns.de

Schritt 1: chayns App laden

Laden Sie zunächst die App herunter. Öffnen Sie dazu folgende Seite: <https://corona.chayns.de>

Schritt 2: Anmeldung

a) Geben Sie Ihre Handynummer oder E-Mail Adresse ein
oder

b) melden Sie sich mit einem der angezeigten Portale an.

Schritt 3: Test auswählen

Klicken Sie auf "Testen".

 corona.chayns.de 

Das Hauptproblem ist, es
muss schneller gehen!

Einfache Tests und wirksame Impfstoffe
geben jetzt endlich Hoffnung auf ein
schnelles Ende der Pandemie. Aber sie
nutzen nur, wenn Du sie nutzt, Caroline.

chayns hilft Dir.

[Testen](#)

Schritt 4: Teststation und Termin auswählen

Wählen Sie die gewünschte Teststation aus und legen Sie Ihr gewünschtes Testdatum fest. Die Teststation „Oldenkottplatz PopUp“ befindet sich in der Nähe der Augenklinik. Sie finden die Teststation gegenüber von „ABC Schuhe“.

15 Teststellen im Umkreis von

10 km

▼ Heute, 26. April

noch 286

▼ Jetzt

35



Apotheke am Wall Ahaus
Ahaus



Oldenkottplatz PopUp
Ahaus

Test-Termin wählen

In den vergangenen 24 Stunden wurden an 114 Standorten insgesamt 14660 Corona-Schnelltests durchgeführt. 31 Mal, also bei 0,21 Prozent der Tests, war das Ergebnis positiv.



15 Teststellen im Umkreis von

10 km

> Heute, 26. April

noch 288

> Morgen, 27. April

noch 2.834

> Übermorgen, 28. April

noch 3.165

> Donnerstag, 29. April

noch 3.516

> Freitag, 30. April

noch 4.186

Schritt 5: Termin buchen und Bestätigung erhalten

Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein und klicken Sie anschließend auf Termin buchen. Zur Terminbestätigung erhalten Sie einen QR-Code.

Persönliche Daten

Für den Corona-Schnelltest werden einige persönliche Daten benötigt, die bei Deiner chaynsID bislang noch nicht eingetragen sind.

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	

Die Informationen werden in Deiner chaynsID gespeichert.

Termin buchen

Schritt 6: Testung

Bringen Sie den QR-Code und einen Ausweis mit zur Teststation und lassen Sie sich testen. Sie erhalten das Testergebnis nach ca. 15-30 Minuten. Das Ergebnis wird Ihnen automatisch digital zugestellt. Sie finden es in Ihrer Chayns-App bzw. im „Wallet“.

